

 **SMOIF**[®]
上医光
(上海医用光学仪器厂)



**ELECTRONIC
VIDEO ENDOSCOPE SYSTEM
电子内窥镜系列**

 **SMIC**

上海医疗器械股份有限公司

Electronic Video Endoscope



优秀的防水密封工艺

Excellent Waterproof performance

The whole instrument can be completely immersed into medical liquid in order to be disinfect out and out.



多画面冻结模式 (选配)

Multiple image freeze (choose)

Feature the capability of freezing and storing four or more images. As a result: it make the diagnose convenient and shorten the examine time.



单画面冻结模式 (选配)

Single image freeze (choose)

Activated by pushing the button on the handle and freeze image in time to deliver the bright, clear image with excellent resolution, and make the doctor's operation easy.

高清晰全屏幕大视野画面 F
 高分辨率440,000像素
 卓越的性



VPU-100

全新的图像处理
 Fresh new image processor


自动白平衡, 色彩调节功能, 确保电子内镜的自动电子快门, 增益可调, 图像时刻清晰。
 Auto white balance, color adjustment function and adjustable ensure image of the endoscope is real, clear and reliable. At the time the endoscope have Auto electronic shutter.



LG150-8

高亮度医用冷光源
 High-intensity medical cold light source

15V/150W 高亮度进口卤素灯。人性化设计, 易于操作。
 Adapt 15V/150W OSRAM halogen lamp and humanized-design tu provide optimal operability



新颖美观的专用仪器车 (以实物为准)
 Innovation special instrument trolley (refer to the instrument)



High definition and wide field of view

High resolution CCD with 440,000 pixels

Excellent cost performance Good assistant

图像真实。
gain of color

GE-100 上消化道电子内镜

GE-100

本上消化道电子内镜系统可单独使用，也可以和各种外围设备配合使用。适用于上部消化道，包括食道、胃、十二指肠内的常规诊断及治疗。

插入管 $\phi 9.8$ 钳道管 2.8 VPU-100



技术参数	
视场角 Angle of View	120° 直视 Straightly
观察景深 Depth of Field	3-100mm
插入管外径 Outer Diameter of Insertion Tube	$\phi 9.8\text{mm}$
弯曲角度 Ranle og tip Bending	上 Up 180° ~ 210° , 下 Down 90° , 左、右各 100° Left/Right
钳孔内径 Inner Diameter of Biopsy Channel	$\phi 2.8\text{mm}$
有效工作长度 Working Length	1050mm

CE-130 下消化道电子内镜

CE-130

本下消化道电子内镜可单独使用，也可以和各种外围设备配合使用。适用于人体大肠腔内的常规诊断及治疗。它采用超广角光学系统，且具有高分辨率的光学特性，可进行示教和动态记录。

插入管 $\phi 13.8$ 钳道管 3.2 VPU-100



技术参数	
视场角 Angle of View	120° 直视 Straightly
观察景深 Depth of Field	3-100mm
插入管外径 Outer Diameter of Insertion Tube	$\phi 13.8\text{mm}$
弯曲角度 Ranle og tip Bending	上 Up 180° , 下 Down 180° , 左、右各 160° Left/Right
钳孔内径 Inner Diameter of Biopsy Channel	$\phi 3.2\text{mm}$
有效工作长度 Working Length	1330mm



追求客户的满意，提供精细可靠的产品.....

标准配套 Standard configuration		
品名	规格	数量
电子内镜 Electronic Endoscope	440,000像素pixels	1套 piece
图像处理器 Image Processor		1台 piece
冷光源 Cold Light Source	15V/150W	1台 piece
专业监视器 Special Monitor	14"	1台 piece
仪器台车 Instrument Cart		1台 piece



可供选配 Optional parts	
品名	品牌及规格
电子内镜 Electronic Endoscope	冻结功能 (操作部)
图像处理器 Image Processor	多功能
冷光源 Cold light source	卤素灯/氙灯
专业监视器 Special Monitor	品牌机
视频打印机 Video Printer	品牌机
电脑信息工作站 (附打印机) Endoscope TV System (with printer)	品牌机 + 专用软件

产品配置如有变更恕不另行通知



SMIC 上海医疗器械股份有限公司

营销总部地址: 上海市和田路300号 邮编: 200070 电话: 021-64886700 直线 / 传真: 021-64922976
E-mail: sc@smicc.com smoif-sales@online.sh.cn smoif@online.sh.cn