



HYSTEROSKOPIE  
*HYSTEROSCOPY*



## HYSTEROSKOPIE | HYSTEROSCOPY

HYSTEROSKOPIE-SCHAFT MIT EINEM ARBEITSKANAL UND EINEM DREHBAREN HAHN  
 HYSTEROSCOPY SHEATH WITH ONE CHANNEL AND ONE ROTATABLE STOP-COCK



<b>18-2300</b>	für 4 mm Optiken, for 4 mm scopes,	30°
<b>18-2302</b>	für 2,7 mm Optiken, for 2,7 mm scopes,	30°

HYSTEROSKOPIE-DIAGNOSTIKSCHAFT | HYSTEROSCOPY DIAGNOSTIC SHEATH



<b>18-2305</b>	für 4 mm Optiken, for 4 mm scopes,	30°
<b>18-2306</b>	für 2,7 mm Optiken, for 2,7 mm scopes,	30°

HYSTEROSKOPIE-SCHAFT MIT EINEM ARBEITSKANAL UND ZWEI HÄHNEN  
 HYSTEROSCOPY SHEATH WITH ONE CHANNEL AND TWO STOP-COCKS



<b>18-2307</b>	für 4 mm Optiken, Dauerspülung, for 4 mm scopes, continuous flow,	30°
<b>18-2308</b>	für 2,7 mm Optiken, Dauerspülung, for 2,7 mm scopes, continuous flow,	30°

## HYSTEROSKOPIE | HYSTEROSCOPY

DAUERSPÜL-HYSTEROSKOPIE-SCHAFT KOMPLETT MIT OBTURATOR, INNEN- UND AUSSENSCHAFT  
 CONTINUOUS FLOW HYSTEROSCOPY SHEATH COMPLETE WITH OBTURATOR, INNER AND OUTER SHEATH




<b>18-2304</b>	für 2,7 mm Optik, modular, Farbe weiß for 2,7 mm scopes, modular, colour white	30°
----------------	---	-----



<b>18-2309</b>	für 4 mm Optik, modular, Farbe weiß for 4mm scopes, modular, colour white	30°
----------------	--	-----




<b>18-2301</b>	Obturator für Hysteroskopie Schäfte, Obturator for Hysteroscopy sheaths,	4,0 mm
<b>18-2303</b>	Obturator für Hysteroskopie Schäfte, Obturator for Hysteroscopy sheaths,	2,7 mm



# HYSTEROSKOPIE | HYSTEROSCOPY

HYSTEROSKOPIE-SCHÄFTE FÜR 2,7 / 2,9mm ENDOSKOPE  
HYSTEROSCOPY SHEATH FOR 2.7 / 2.9mm ENDOSCOPES



**18-2311** Kanal für halbstarre OP Instrumente 7 char, Querschnitt **rund**, 30°  
Channel for Hysteroscopy, semi rigid instruments 7 char, **round shape**,



**18-2312** Drehbarer Hahn und Obturator, Dauerspülung, Querschnitt **rund**, 30°  
Rotatable stopcock and obturator, continuous flow, **round shape**,




**18-2313** Diagnostik Schaft, 30°  
*Diagnostic sheath,* Ø 5,1 mm




**18-2314** Diagnostik Schaft, drehbar, 30°  
*Diagnostic sheath, rotatable,* Ø 5,1 mm

# HYSTEROSKOPIE | HYSTEROSCOPY


B-TOCCI® HYSTEROSKOPIE-SCHAFT | B-TOCCI® HYSTEROSCOPY SHEATH



**18-2317** Für 2,9 mm Optiken, **ovaler** Innenschaft, 30°  
For 2,9 mm scopes, **oval** inner sheath,




**18-2318** Für 2,9 mm Optiken, **ovaler** Außenschaft, 30°  
For 2,9 mm scopes, **oval** outer sheath,



**18-2319** Für 2,9 mm Optiken, **ovaler** Außenschaft, 30°  
For 2,9 mm scopes, **oval** outer sheath,



## HYSTEROSKOPIE | HYSTEROSCOPY




	<b>18-2310</b>	Hysteroskopie Biopsie-Löffel, doppelbeweglich, halbflexibel, 7 ch. <i>Hysteroscope biopsy spoon, double action, semi rigid, 7 fr.</i>	7 ch. 7 fr.
	<b>18-2315</b>	Hysteroskopie Schere, halbflexibel, <i>Hysteroscope scissors, semi rigid,</i>	7 ch. 7 fr.
	<b>18-2320</b>	Hysteroskopie Zange, doppelbeweglich, halbflexibel, <i>Hysteroscope rat tooth forceps, double action, semi rigid,</i>	7 ch. 7 fr.
	<b>18-2325</b>	Hysteroskopie Greifzange, doppelbeweglich, halbflexibel, <i>Hysteroscope grasping forceps, double action, semi rigid,</i>	7 ch. 7 fr.

	<b>18-2330</b>	Hysteroskopie Biopsie-Löffel, doppelbeweglich, halbflexibel, 5 ch. <i>Hysteroscope biopsy spoon, double action, semi rigid, 5 fr.</i>	5 ch. 5 fr.
	<b>18-2331</b>	Hysteroskopie Schere, halbflexibel, <i>Hysteroscope scissors, semi rigid,</i>	5 ch. 5 fr.
	<b>18-2332</b>	Hysteroskopie Zange, doppelbeweglich, halbflexibel, <i>Hysteroscope rat tooth forceps, double action, semi rigid,</i>	5 ch. 5 fr.
	<b>18-2333</b>	Hysteroskopie Greifzange, doppelbeweglich, halbflexibel, <i>Hysteroscope grasping forceps, double action, semi rigid,</i>	5 ch. 5 fr.

	<b>18-2334</b>	Hysteroskopie Biopsie-Löffel, doppelbeweglich, halbflexibel, 3 ch. <i>Hysteroscope biopsy spoon, double action, semi rigid, 3 fr.</i>	3 ch. 3 fr.
	<b>18-2335</b>	Hysteroskopie Schere, halbflexibel, <i>Hysteroscope scissors, semi rigid,</i>	3 ch. 3 fr.
	<b>18-2336</b>	Hysteroskopie Zange, doppelbeweglich, halbflexibel, <i>Hysteroscope rat tooth forceps, double action, semi rigid,</i>	3 ch. 3 fr.
	<b>18-2337</b>	Hysteroskopie Greifzange, doppelbeweglich, halbflexibel, <i>Hysteroscope grasping forceps, double action, semi rigid,</i>	3 ch. 3 fr.

## HYSTEROSKOPE | HYSTEROSCOPIES




Direktverriegelung mit Adapter 15-1702 DC  
*Direct Coupling with adapter 15-1702 DC*



<b>18-2340</b>	Hysteroskop, <i>Hysteroscope,</i>	4 mm 0°
<b>18-2340G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> , <i>Hysteroscope, gold version,</i>	4 mm 0°




<b>18-2341</b>	Hysteroskop, <i>Hysteroscope,</i>	4 mm 30°
<b>18-2341G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> , <i>Hysteroscope, gold version,</i>	4 mm 30°




<b>18-2342</b>	Hysteroskop, <i>Hysteroscope,</i>	4 mm 12°
<b>18-2342G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> , <i>Hysteroscope, gold version,</i>	4 mm 12°




<b>18-2343</b>	Hysteroskop, <i>Hysteroscope,</i>	4 mm 70°
<b>18-2343G</b>	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> , <i>Hysteroscope, gold version,</i>	4 mm 70°



## HYSTEROSKOPIE | HYSTEROSCOPY



Direktverriegelung mit Adapter 15-1702 DC  
Direct Coupling with adapter 15-1702 DC



18-2344	Hysteroskop, Hysteroscope,	2,7 mm 0°
18-2344G	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> , Hysteroscope, <b>gold version</b> ,	2,7 mm 0°



18-2346	Hysteroskop, Hysteroscope,	2,7 mm 0°
18-2346G	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> , Hysteroscope, <b>gold version</b> ,	2,7 mm 30°



18-2347	Hysteroskop, Hysteroscope,	2,7 mm 70°
18-2347G	Hysteroskop, <b>Gold Version</b> , Hysteroscope, <b>gold version</b> ,	2,7 mm 70°

## HYSTEROSKOPIE | HYSTEROSCOPY

### COHEN




18-2350	Cohen Kanüle mit 2 Adaptern, groß und klein Cohen cannula with 2 adapters, large and small
---------	---



18-2350-100	Cohen Adapter, klein Cohen adapter, small
-------------	--



18-2350-200	Cohen Adapter, groß Cohen adapter, large
-------------	---



18-2353	Uterine Klemme, 250 mm lang mit Portio Adapter klein Uterine clamp, 250 mm long with portio adapter small
---------	--



18-2354	Portio Adapter zur Fixierung durch Vakuum, klein Portio Adapter, for fixation with vacuum, small.
---------	--

18-2355	Portio Adapter zur Fixierung durch Vakuum, groß Portio Adapter, for fixation with vacuum, large
---------	--



# UTERUS MANIPULATOR | UTERUS MANIPULATOR

# NOTIZEN | NOTES



**18-2356** Uterus manipulator ohne Adapter  
*Uterus manipulator without adapter*



**18-2356-100** Uterus Manipulator Adapter, klein, gebogen  
*Uterus manipulator adapter, small, curved*



**18-2356-200** Uterus Manipulator Adapter, groß, gebogen  
*Uterus manipulator adapter, large, curved*



**18-2356-300** Uterus Manipulator Adapter, sehr klein, gebogen  
*Uterus manipulator adapter, very small, curved*



**18-2356-400** Uterus Manipulator Adapter, sehr klein, gebogen, lang  
*Uterus manipulator adapter, very small, curved, long*



**18-2356-500** Uterus Manipulator Adapter, Konus kurz  
*Uterus manipulator adapter, cone short*



**18-2356-600** Uterus Manipulator Adapter, Konus lang  
*Uterus manipulator adapter, cone long*

Lined area for notes.

ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH, GERMANY  
Eisenbahnstraße 65-67  
78604 Riethem-Weilheim

Phone: ++49 (0) 74 61 / 9 66 17-0  
Fax: ++49 (0) 74 61 / 9 66 17-70

[info@ackermanninstrumente.de](mailto:info@ackermanninstrumente.de)  
[www.ackermanninstrumente.de](http://www.ackermanninstrumente.de)